



# IgE ALEX<sup>2</sup>

## 第4代致敏原測試項目

奧地利IgE ALEX<sup>2</sup>®致敏原測試，獲歐洲CE-IVD認證。第4代升級採用Multiplex Assay技術、免疫檢測方法及獨特的CCDI技術，只需微量血液，即可分析近300種過敏原，並識別「交叉反應性」相似分子過敏原，篩走引致假陽性結果，更加準確。

### 食物類致敏原 Food Allergens

154項

包括 Allergen Extract 致敏原提取物 & Molecular Allergen 分子致敏原

#### Dairy / Egg 蛋類及奶類

蛋白	蛋黃	駱駝奶	牛奶
馬奶	山羊奶	羊奶	

#### Seafood 魚類及其他海鮮

異尖線蟲	鱈魚	青口	蟹
鯉魚	墨魚	龍蝦	蠔
三文魚	蝦	帶子/扇貝	北極蝦
虎蝦	褐蝦	吞拿魚	蜆
鯖魚	大西洋鱈魚/希靈魚		劍魚

#### Vegetables 蔬菜類

牛油果	胡蘿蔔	芹菜	大蒜
洋蔥	馬鈴薯	蕃茄	

#### Meat 肉類

牛肉	雞肉	馬肉	羊肉
豬肉	兔肉	火雞肉	黃粉蟲/麵包蟲
食用蟋蟀	東亞飛蝗		

#### Legumes / Nuts 豆類及堅果類

杏仁	巴西堅果	腰果	鷹嘴豆
榛子	扁豆	夏威夷果仁	豌豆
花生	山核桃	開心果	黃豆
核桃	豆角		

#### Spices 香草類

八角	香菜/茴香	奧勒岡/牛至	芥末
辣椒粉	歐芹/香芹		

#### Fruit 水果類

蘋果	香蕉	藍莓	櫻桃
無花果	葡萄	奇異果	芒果
蜜瓜	橙	木瓜	桃
梨	草莓		

#### Cereals/Seeds 穀物及種子類

大麥粉	蕎麥粉	玉米粉	黑麥粉
小米	白羽扇豆	燕麥粉	罌粟籽
南瓜籽	藜麥	稻米	葵花籽
芝麻	麵粉/小麥	斯佩爾特麥	胡蘆巴籽/雲香草

#### Others 其他

乳膠	花葉榕	麵包酵母
CCD* 交叉反應性碳水化合物決定因子		

### 環境類致敏原 Environmental Allergens

133項

#### Dander/Epithelia 皮屑類

貓毛	牛毛	狗毛	小鼠毛
公狗尿	山羊毛	馬毛	豬毛
兔毛	大鼠毛	羊毛	天竺鼠/豚鼠毛
啮鼠毛/倉鼠毛			

#### Mites/Cockroaches 蟎蟲類及昆蟲

粗足粉蟎	美洲蟑螂	粉塵蟎	熱帶無爪蟎
屋塵蟎	德國蟑螂	家甜食蟎	害鱗嗜蟎
腐食酪蟎	紅火蟻		

#### Moulds/Yeasts 霉菌及酵母菌類

細鏈格泡	煙曲霉	蠟葉芽枝黴	合板馬拉色菌
產黃青黴	酵母菌類		

#### Pollen-Tree 花粉-樹木類

金合歡屬花粉	杞木花粉	柏樹花粉	白臘樹花粉
山毛櫸樹花	白楊花粉	海棗樹花粉	英國榆樹花粉
歐洲榛樹花粉	懸鈴木花粉	桑樹花粉	橄欖樹花粉
白樺樹花粉	日本雪松花粉	胡桃樹花粉	構樹
臭椿	大果刺柏樹花粉	亞利桑那柏樹花粉	

#### Hymenoptera Venoms 膜翅目毒液

黃蜂	蜜蜂	長黃胡蜂	造紙胡蜂
鴿銳緣蟻			

#### Pollen-Weed 花粉-雜草類

法國山靛	藜	艾蒿	蕁麻
反枝莧	豚草	長葉車前草	猶太牆草
大麻	俄國薊(鉀豬毛草)		

#### Pollen-Grass 花粉-草本類

百喜草	狗牙根	蘆葦	黑麥草
黑麥	梯牧草		